

HTML Lab - To-do

Showcases fuer Read, Convert und Import ueber Cloudflare, Caddy und BridgeLink.

1. Zielarchitektur

- [] Cloudflare und cloudflared auf den Caddy-Einstiegspunkt zeigen.
- [] Caddy liefert /lab/* statisch aus und routet /fhir/* sowie /middleware/* zu BridgeLink.
- [] HAPI FHIR und Middleware bleiben intern und werden nicht direkt aus dem Browser angesprochen.
- [] BridgeLink prueft JWT, Berechtigungen und leitet den Use Case weiter.

2. Caddy und Deployment

- [] HTML-Dateien unter /srv/lab bereitstellen und /lab/test-client.html pruefen.
- [] Nur die benoetigten Pfade /lab, /fhir und /middleware oeffnen.
- [] Direkte Internetfreigaben fuer HAPI, BridgeLink-Admin und Middleware entfernen.
- [] Request-Groesse fuer CDA, PDF und QR-Dateien begrenzen und Zugriffe protokollieren.

HTML Lab - Showcases

Jeder Showcase verwendet oeffentliche BridgeLink-Routen und synthetische Testdaten.

3. Read-Showcase

- [] FHIR-Patientensuche ueber die BridgeLink-FHIR-Route aufrufen.
- [] Patient, Bundle und Ressourcen-Timeline lesbar darstellen.
- [] Read-only JWT-Scope verwenden und keine Schreibaktion anbieten.

4. Convert-Showcases

- [] CDA, HL7v2, eMediplan, VACD, eTOC und UMZH als Testdaten anbieten.
- [] Konvertierungsantwort als formatiertes FHIR-Bundle darstellen.
- [] Request, Response, Status und Laufzeit im Request Inspector anzeigen.

5. Import-Showcases

- [] Import zuerst konvertieren und eine Vorschau des Transaction-Bundles zeigen.
- [] Nach expliziter Bestaetigung ueber BridgeLink schreiben lassen.
- [] HAPI-Transaction-Response mit angelegten und aktualisierten Ressourcen anzeigen.
- [] Kein direkter Browser-Write nach HAPI FHIR.

HTML Lab - Sicherheit und Abnahme

Das Lab ist eine kontrollierte Demo-Oberflaeche, kein Ersatz fuer die API-Autorisierung.

6. Browser-Sicherheit

- [] OAuth2/OIDC mit Authorization Code und PKCE verwenden.
- [] Tokens nicht in HTML, Quellcode oder localStorage speichern.
- [] Lab mit Cloudflare Access oder einer getrennten Demo-Identitaet schuetzen.
- [] Nur synthetische Patienten- und Dokumentdaten verwenden.

7. Qualitaet und Abnahme

- [] CDA Convert liefert ein valides Bundle ohne HAPI-Write.
- [] CDA Import wird durch BridgeLink in HAPI geschrieben.
- [] FHIR Read liefert Daten nur ueber BridgeLink.
- [] Fehler 400, 401, 403, 413 und 5xx werden im Lab verstaendlich angezeigt.
- [] Alle Showcases funktionieren unter <https://fhir.omnilink.ch/lab/>.

8. Offen

- [] Konkrete BridgeLink-Kanalnamen und JWT-Scopes festlegen.
- [] Matrix ausserhalb dieses Labs halten.
- [] Caddy-Konfiguration in der VM versioniert ablegen und testen.